

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів оприлюднюється Комунальним некомерційним підприємством «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (01999980, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади) на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (із змінами))

25 травня 2026 року

1	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	ДК 021:2015 - 33130000-0 — Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (Трансфер для відкритої ложки 2SIH45S (НК 024:2023 – 55847 Система дентальної імплантації; НК 031:2024 - L159099 Одонтостоматологічні інструменти, багаторазові – інше); Трансфер для відкритої ложки Multi 2SMIN55 (НК 024:2023 – 55847 Система дентальної імплантації; НК 031:2024 - L159099 Одонтостоматологічні інструменти, багаторазові – інше); Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN404 (НК 024:2023 – 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 – Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLH404 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 – Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLH424 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN434 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLH425 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Абатмент кутовий 2SAH45152 (НК 024:2023 - 46122 Тимчасовий абатмент для дентального імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Циліндр Multi UCLA пластиковий 2SMPN45 (НК 024:2023 - 55849 Дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, двокомпонентний; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Гвинт Multi циліндра 2SMCS100 (НК 024:2023 – 61647 Гвинт для дентального протеза / абатмента імплантату; НК 031:2024 - L098099 Інструменти для хірургічної ортопедії); Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN424 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLH434 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLN425 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 P01020180 – Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLH435 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 – дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLN435 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти –
---	---	---

		аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLH415 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари); Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLN415 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари))															
2	Вид та номер закупівлі	Відкриті торги з особливостями UA-2026-05-25-004228-a															
3	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Товар, що постачається, повинен мати необхідні реєстраційні документи (сертифікати чи декларації відповідності тощо), інструкції, викладені відповідно до вимог Закону України «Про засади державної мовної політики»; супроводжуватися документами щодо найменування, кількості, термінів придатності виробника. Комплектність Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати вимогам стандартів та технічних умов. Тара (упаковка) Товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування. Упаковка Товару не повинна бути пошкодженою, наявні на Товарі написи та етикетки повинні легко читатися. Товар повинен мати необхідну інформацію згідно вимогам чинних нормативно-правових актів. Технічні та якісні вимоги: <table><tr><th>№</th><th>Найменування медичного виробу (код НК)</th><th>Медико технічні вимоги до предмету закупівлі</th><th>Одиниц я виміру</th><th>Кільк ість</th></tr><tr><td>1.</td><td>Трансфер для відкритої ложки 2SIN45S (НК 024:2023 – 55847 Система дентальної імплантації; НК 031:2024 - L159099 Одонтостоматологічні інструменти, багаторазові – інше)</td><td>Має шестигранник Діаметр — 4.5 мм Довжина — 16 мм Використовується для зняття відбитку відкритою ложкою Використовується викрутка 1.2 Нех. Використовуються з діаметрами імплантатів від 3,5 до 6,0.</td><td>шт</td><td>10</td></tr><tr><td>2.</td><td>Трансфер для відкритої ложки Multi 2SMIN55 (НК</td><td>Без шестигранника Діаметр — 5.5 мм Використовується для зняття відбитку відкритою</td><td>шт</td><td>10</td></tr></table>	№	Найменування медичного виробу (код НК)	Медико технічні вимоги до предмету закупівлі	Одиниц я виміру	Кільк ість	1.	Трансфер для відкритої ложки 2SIN45S (НК 024:2023 – 55847 Система дентальної імплантації; НК 031:2024 - L159099 Одонтостоматологічні інструменти, багаторазові – інше)	Має шестигранник Діаметр — 4.5 мм Довжина — 16 мм Використовується для зняття відбитку відкритою ложкою Використовується викрутка 1.2 Нех. Використовуються з діаметрами імплантатів від 3,5 до 6,0.	шт	10	2.	Трансфер для відкритої ложки Multi 2SMIN55 (НК	Без шестигранника Діаметр — 5.5 мм Використовується для зняття відбитку відкритою	шт	10
№	Найменування медичного виробу (код НК)	Медико технічні вимоги до предмету закупівлі	Одиниц я виміру	Кільк ість													
1.	Трансфер для відкритої ложки 2SIN45S (НК 024:2023 – 55847 Система дентальної імплантації; НК 031:2024 - L159099 Одонтостоматологічні інструменти, багаторазові – інше)	Має шестигранник Діаметр — 4.5 мм Довжина — 16 мм Використовується для зняття відбитку відкритою ложкою Використовується викрутка 1.2 Нех. Використовуються з діаметрами імплантатів від 3,5 до 6,0.	шт	10													
2.	Трансфер для відкритої ложки Multi 2SMIN55 (НК	Без шестигранника Діаметр — 5.5 мм Використовується для зняття відбитку відкритою	шт	10													

	024:2023 – 55847 Система дентальної імплантації; НК 031:2024 - L159099 Одонтостоматологічні інструменти, багаторазові – інше)	ложкою Використовується викрутка 1.2 Нех. Використовуються з діаметрами імплантатів від 3,5 до 6,0.		
3.	Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN404 (НК 024:2023 – 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 – Дентальні імпланти – аксесуари)	Без шестигранника Діаметр — 4.0 мм Шийка — 0.8 мм Довжина — 3.75 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	50
4.	Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN404 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 – Дентальні імпланти – аксесуари)	Шестигранник Діаметр — 4.0 мм Шийка — 0.8 мм Довжина — 3.75 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	50
5.	Титанова основа гібридного абатменту	Шестигранник Діаметр — 4.0 мм	шт	150

	коротка 2SLH424 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Шийка — 2.0 мм Довжина — 3.75 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи		
6.	Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN434 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Без шестигранника Діаметр — 4.0 мм Шийка — 3.0 мм Довжина — 3.75 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD®, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	200
7.	Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLH425 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Діаметр — 5.2 мм Захищає від дотику внутрішньої сторони щоки і Шестигранник Діаметр — 4.0 мм Шийка — 2.0 мм Довжина — 5.5 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0,	шт	200

		6.0) для антиротації протеза Фіксує гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи в період загоєння ясен Захищає краї абатмента Альтернативна версія тимчасового протезування Конструкція: Прямий ковпачок із посадкою на гвинтове з'єднання. Забезпечує герметичне покриття платформи абатмента. Розрахований на трансгінгівальне розташування Висота: ~4,5 мм		
8.	Абатмент кутовий 2SAN45152 (НК 024:2023 - 46122 Тимчасовий абатмент для дентального імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Тип: Шестигранник А (D)Діаметр (кут) : Ø4.5(15) (L)Довжина : 8. 0 мм (C)Висота ясен : 2.0 мм Упаковка містить: 1 Абатмент + 1 Гвинт абатмента. Для протезування з цементною або гвинтовою фіксацією 12 варіантів позиціонування щодо осі (з'єднання типу А і В). Відбиток з рівня імплантату. Фіксує гвинт 2SSHR100. Шестигранна викрутка 1.2 Шестигранник і динамометричний ключ. Рекомендований TOPK: 30 Н/см	шт	70
9.	Циліндр Multi UCLA пластиковий 2SMPN45 (НК 024:2023 - 55849 Дентальний внутрішньокістковий гвинтовий імплантат, двокомпонентний; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Без шестигранника Діаметр — 4.5 мм Для гвинтової фіксації Для модифікації різних типів абатментів Матеріал РММА (поліметилметакрилат) Гвинтове з'єднання циліндра Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm	шт	500
10.	Гвинт Multi циліндра	Тип: 1.2 Шестигранник	шт	100

	2SMCS100 (НК 024:2023 – 61647 Гвинт для дентального протеза / абатмента імплантату; НК 031:2024 - L098099 Інструменти для хірургічної ортопедії)	Шестигранна викрутка 1.2 Нех та динамометричний ключ. Рекомендований ТОРК: 20 Н/см.		
11.	Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN424 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Без шестигранника Діаметр — 4.0 мм Шийка — 2.0 мм Довжина — 3.75 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований ТОРК 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	150
12.	Титанова основа гібридного абатменту коротка 2SLN434 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Шестигранник Діаметр — 4.0 мм Шийка — 3.0 мм Довжина — 3.75 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований ТОРК 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	200

13.	Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLN425 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 P01020180 – Дентальні імпланти – аксесуари)	Без шестигранника Діаметр — 4.0 мм Шийка — 2.0 мм Довжина — 5.5 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	200
14.	Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLN435 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 – дентальні імпланти – аксесуари)	Шестигранник Діаметр — 4.0 мм Шийка — 3.0 мм Довжина — 5.5 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	200
15.	Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLN435 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 -	Без шестигранника Діаметр — 4.0 мм Шийка — 3.0 мм Довжина — 5.5 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0,	шт	200

	P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи		
16.	Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLH415 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 - P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Шестигранник Діаметр — 4.0 мм Шийка — 1.0 мм Довжина — 5.5 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	200
17.	Титанова основа гібридного абатменту довга 2SLN415 (НК 024:2023 - 61646 Аналог гвинта абатмента дентального протеза/імплантату; НК 031:2024 P01020180 Дентальні імпланти – аксесуари)	Без шестигранника Діаметр — 4.0 мм Шийка — 1.0 мм Довжина — 5.5 мм Для протезування з цементною, гвинтовою фіксацією Титанова основа CAD/CAM під індивідуальний цирконієвий абатмент або коронку Верхній отвір для більшої естетики реставрації Зубчата поверхня (4.0) та конструкція з горбиком (5.0, 6.0) для антиротації протеза Фіксуючий гвинт 2SSHR200 Шестигранна викрутка 1.2 Рекомендований TOPK 30 N/cm Бібліотека доступна для EXOCAD, 3Shape® та інших Використовуйте скануємий абатмент для 3D роботи	шт	200

4 Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	Джерелом фінансування закупівлі є власні кошти (кошти від господарської діяльності). Очікувана вартість предмета закупівлі становить 3 098 100,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене аналізом цін на товар (проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про вартість товару зі встановленням в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозоро», звернень до постачальників тощо) з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами). Закупівля здійснюється на підставі наявної потреби 2026 року. Розрахунок потреби враховує забезпечення суворого режиму економії, забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків.
--	---